

WASCHANLEITUNG



Hygiene-Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion ab 60°.

- Geeignet für alle waschbaren Textilien und Wäschearten
- Beste Waschkraft, Desinfektion und optimale Fleckenentfernung bei 60°
- Wirksam gegen MRSA, HI Virus, Noroviren unter Beachtung der bestätigten Einwirkkonzentration und Einwirkzeiten von VAH und RKI
- Einwirkzeit 15 Minuten VAH und 20 Minuten RKI A + B
- **Zertifiziert VAH und Robert Koch Institut: A + B Listung**

	Dosierung	Flottenverhältnis	Desinfektions-Temperatur	Einwirkzeit	Einsatzmenge in g/kg Trockenwäsche
RKI	5 g / l	1:5	60° C	20 min	25 g / kg
VAH	5 g / l	1:5	60° C	15 min	25 g / kg

Anwendung als hochwirksames Vollwaschmittel

Dosierempfehlung für 1 kg Trockenwäsche:			
Wasserhärte	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt
1 Weich (< 10° DH) / (< 15° fH)	11 g = 15 ml	25 g = 33 ml	32 g = 43 ml
2 Mittel (10 - 16° DH) / (15 - 25° fH)	12 g = 16 ml	25 g = 33 ml	35 g = 47 ml
3-4 Hart - sehr hart (> 16° DH) / (> 25° fH)	13 g = 17 ml	27 g = 36 ml	38 g = 51 ml

Dosierempfehlung für 4,5 kg Trockenwäsche:			
Wasserhärte	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt
1 Weich (< 10° DH) / (< 15° fH)	68 ml	149 ml	194 ml
2 Mittel (10 - 16° DH) / (15 - 25° fH)	72 ml	149 ml	212 ml
3-4 Hart - sehr hart (> 16° DH) / (> 25° fH)	77 ml	162 ml	230 ml

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 11.07.2023